

# Dexcom G6 mall för klippning av skyddsfilm

## *Dexcom G6 template for cutting under patch*

### Gör mallen:

1. Klipp ut mallen. Dokumentet är i A4-storlek.
2. Klipp ur den vita cirkeln

### Förbered plåstret [endast förslag!\*]:

1. Lägg mallen över filmen/plåstret, positionera den som du vill ha den
2. Markera svagt runt mallen\*\* och starkt tydligt i hålet
3. Klipp ur så att all markering för hålet är borta
4. Sätt fast G6-applikatorn så att hålet för nålen matchar exakt mot filmens/plåstrets hål
5. Sätt på filmen/plåstret och skjut in sensornålen

### Making the template [Suggestion!]\*

1. Make a cut-out of the template. This document's format/size is A4.
2. Cut out a hole for the white center circle

### Preparing the patch

1. Place template on patch
2. Make a faint outline\*\* around the template, and a solid marking covering the entire hole
3. Cut away the area you marked for the hole
5. Place the G6 applicator on the patch, matching the sensor's needle circle with the hole
6. Place the patch on your skin, then insert the sensor needle

#### Upphovsman / Author

Björn Lindh

För frågor hänvisas till [facebook.com/groups/tslimsverige](https://www.facebook.com/groups/tslimsverige)  
Questions? Check your local Dexcom group on Facebook

Korrigeringar / Corrections? <https://github.com/slicke>

\* Endast för inspiration, rådgör med din läkare hur du ska göra  
\* Only a suggestion to bring to your doctor for discussion

\*\* Den yttre markeringen hjälper dig att rikta in sensorn,  
det hjälper dig att sätta fast sensorn där du hade tänkt

\*\* The outline helps aiming the applicator,  
it just helps getting the sensor centered on the patch

**Finare mall**  
Fancy template

**Enkel mall**  
Simple template

**Skala**  
*Scale*  
**A4**



Klipp utanför den mörkgråa linjen  
Cut outside the dark-grey line



**Används på egen risk | Use at own risk**